


**Autor: Linda Jurkić, prof.biologije i kemije**

**Radni listić 10 – Mali prirodoslovci**

**1. Mikroskopiranje niti pamuka**

**Postupak:** Uzmi malo pamuka/vate i rukom razdijeli niti da dobiješ što više niti koje neće prelaziti jedna preko druge i da sloj bude što tanji i prozirniji. To stavi na predmetno stakalce te oprezno prekrij pokrovnim stakalcem. Postavi mikroskopski preparat na stolić za mikroskopiranje, upali svjetlo mikroskopa, namjesti vidno polje i započni mikroskopiranje. Nacrtaj i opiši što si mikroskopirao/la.

Crtež:



Opis i zapažanja tijekom mikroskopiranja: