


**Autor: Linda Jurkić, prof.biologije i kemije**

**Radni listić 8 – Mali prirodoslovci**

### **Priprema mikroskopskog preparata i mikroskopiranje vlasi kose**


**Mikroskopski preparat** – predmet koji promatramo mikroskopom



#### **1. Mikroskopiranje vlasi kose**

- Uputstvo za rad: Škarama izreži jednu vlas kose i stavi je na predmetno stakalce (veće stakalce iz kutije za Prirodu 5) te je prekrij pokrovnim stakalcem (malo, tanko stakalce iz iste kutije). Prema ogledalu mikroskopa usmjeri svjetlo lampe (ili mikroskop stavi kod dobro osvijetljenog prozora), postavi mikroskopski preparat na stolić mikroskopa i vijkom namjesti sliku. Izoštiri je što bolje možeš te nacrtaj sliku mikroskopiranog predmeta. U tri rečenice opiši što si vidio/vidjela. Sliku nacrtanog i opisanog rada pošaljit ovdje na Teams ili u chat (čavrljanje) ili kao reply (odgovor).

Crtež:



Opis i zapažanja tijekom mikroskopiranja:

